



Tragten har forskellige farver afhængigt af kateterets diameter.

Selvkæbende tape til ophæng af pakningen.

Fremstillet uden brug af PVC, ftalater og latex.



Alle LoFric katetre har vores unikke overflade med Urotonic™ Surface Technology. Det betyder, at katetret forbliver glat og sikkert, både når det indføres, og når det trækkes ud.^{1,2}

Glatte kateterøjne.^{3,4}



Nelaton Tiemann



Brugervenlig emballage.

Produktbeskrivelse

LoFric®, hydrofilt urinkateter til engangsbrug. Beregnet til intermitterende urinkateterisering.

Sterilisering og holdbarhed

Steriliseret med ethylenoxid gas. Bruges inden sidste anvendelsesdato, som er trykt på pakningen.

Pakning

30 katetre pr. æske.
4 æsker i hver transportkarton.

Materiale

Hydrofil overfladebelægning: polyvinylpyrrolidon (PVP) og natriumklorid (NaCl).

Kateter: polyolefinbaseret elastomer (POBE).

Enkelt pakning: lakeret papir, lamineret film af polypropylen (PP)/polyamid (PA)/polyethylen (PE).

Produktsortiment

Reference	Type	Længde	Størrelse
400 08 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 08
400 10 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 10
400 12 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 12
400 14 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 14
400 16 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 16
400 18 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 18
400 20 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 20
400 22 00	LoFric® Nelaton (male)	40 cm	CH 22
401 06 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 06
401 08 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 08
401 10 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	20 cm	CH 10
402 08 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 08
402 10 00	LoFric® Nelaton (paediatric)	30 cm	CH 10
403 08 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 08
403 10 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 10
403 12 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 12
403 14 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 14
403 16 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 16
403 18 00	LoFric® Nelaton (female)	20 cm	CH 18
404 08 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 08
404 10 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 10
404 12 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 12
404 14 00	LoFric® Nelaton (female)	15 cm	CH 14
405 10 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 10
405 12 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 12
405 14 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 14
405 16 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 16
405 18 00	LoFric® Tiemann (male)	40 cm	CH 18

Referencer

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Hos Wellspect udvikler vi innovative løsninger for kontinenspleje, som øger livskvaliteten for mennesker med blære- og tarmproblemer. Vi vil inspirere vores brugere til bedre selvværd og selvstændighed samt tillid og et godt helbred. Vi har været ledende i industrien i 40 år med vores varemærker LoFric® og Navina™. Vores målsætning er altid at minimere klimataftrykket fra vores produkter, og vi stræber passioneret efter at blive klimaneutral. Vi arbejder tæt sammen med brugere og sundhedspersonale for at forbedre vores produkter på en bæredygtig måde, nu og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For at få mere information om vores produkter og tilbud kan du besøge [Wellspect.dk](https://www.wellspect.dk).

Deltag i samtalerne på LinkedIn, Twitter, Facebook og Instagram.

wellspect.dk

Wellspect HealthCare, Maglebjergvej 10, 2800 Kongens Lyngby, Danmark.
Tel: +45 4362 4332. www.wellspect.dk

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only