



Alle LoFric katetre er belagt med den unikke Urotonic™ Surface Technology. Dette sikrer, at katetret forbliver komfortabelt og sikkert, både når det indføres, og når det trækkes ud., både.^{1,2}



Foldbart til at passe i lommen.

Produktbeskrivelse

LoFric® Origo², hydrofilt kateter til engangsbrug med vedlagt saltopløsning til aktivering.

Sterilisering og holdbarhed

Steriliseret ved hjælp af bestråling. Oplysninger om den anbefalede sidste anvendelsesdato er påtrykt på pakken.

Emballage

30 katetere per æske.
4 æsker i hver emballageæske.
5 katetere per prøveæske.

Materiale

Hydrofil overfladebelægning: Polyvinylpyrrolidon (PVP).

Kateter: Polyolefinbaseret elastomer (POBE).

Vandpose: Laminatfolie af polyethylenterephthalat (PET), aluminium og polyethylen (PE). Sterilt vand med natriumchlorid (NaCl).

Beskyttelsesfilm: Polyethylen (PE)

Kateterindpakning: Øverste folie: Laminatfolie af polyethylenterephthalat (PET) og polyethylen (PE).

Nederste folie: Polyolefin.

Produktsortiment

Reference	Type	Længde	Størrelse
4461220	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (male)	40 cm	CH 12
4461420	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (male)	40 cm	CH 14
4461620	LoFric® Origo™ Sleeve Nelaton (male)	40 cm	CH 16
4481220	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (male)	40 cm	CH 12
4481420	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (male)	40 cm	CH 14
4481620	LoFric® Origo™ Sleeve Flexible (male)	40 cm	CH 16

Alle produkter findes i prøveæsker, 5 katetere.
For at bestille, erstat de to sidste cifre i referencen med 05.



Brugervenlig æske.



Prøveæske med 5 katetre.



Nelaton Flexible

LoFric® Origo™



Referencer

1. Waller et al., Spinal Cord, 1997
2. Dunger et al., Acta Endocrinologica, 1988
3. Lundgren et al., Spinal Cord, 2000
4. Newman et al., Springer, 2018

Hos Wellspect udvikler vi innovative løsninger for kontinenspleje, som øger livskvaliteten for mennesker med blære- og tarmproblemer. Vi vil inspirere vores brugere til bedre selvværd og selvstændighed samt till et godt helbred. Vi har været ledende i industrien i 40 år med vores varemærker LoFric® og Navina™. Vores målsætning er altid at minimere klimataftrykket fra vores produkter, og vi stræber passioneret efter at blive klimaneutrale. Vi arbejder tæt sammen med brugere og sundhedspersonale for at forbedre vores produkter på en bæredygtig måde, nu og for fremtiden.

Wellspect. A Real Difference.

For at få mere information om vores produkter og tilbud kan du besøge [Wellspect.dk](https://wellspect.dk).
Deltag i samtalerne på LinkedIn, X, Facebook og Instagram.

wellspect.dk

Wellspect HealthCare, Maglebjergvej 10, 2800 Kongens Lyngby, Denmark. Tel: +45 4362 4332.

LoFric



Manufacturer: Wellspect HealthCare, Aminogatan 1, P.O. Box 14, SE-431 21 Mölndal, Sweden.
Phone: +46 31 376 40 00. www.wellspect.com

CE 2797

Rx Only